

Catell rekommenderar att produkten provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Brukare med diabetes, känslig hud, kända kontaktallergier, nedsatt känsel eller dålig cirkulation ska vara extra observant för tryck, skav eller ökat ödem under användning. Behandling med tejp kan vara kontraindicerat vid vissa tillstånd t.ex. pågående infektion, tumörsjukdom, djup ventrombos och perifer neuropati- vid osäkerhet rådfråga läkare. Kontrollera alltid materialinnehåll nedan. Alla allvarliga incidenter i samband med användning av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad. Om frågor kring produkten uppstår kontakta din ordinator, utprovare eller Catell.

## Användningsområde

Kinesiotejp som tex används i avlastande, värklindrande, rörelseökande, stabiliserande eller svullnadsreducerande syfte. Används på ren och torr hud. Applicera med liten eller ingen stretch. Sträck ut muskeln eller leden innan applicering. Vid tecken på rodnad, klåda eller motsvarande avlägsna tejpens och kontakta produktens återförsäljare.



## Material

Bomull, spandex, akryllim. Produkten är latexfri.

## Storlek

Rulle 5 cm x 5 m

Denna produkt är endast avsedd att användas på en patient.

## Återvinning

Sortera enligt lokala föreskrifter.

Denna produkt överensstämmer med de krav som ställs i den Medicintekniska förordningen (EU) 2017/745, klass I produkter.

# Instruction for use – Catell Tape



Catell recommend that the product is fitted and adapted by a licensed or otherwise qualified health professionals. Users with diabetes, sensitive skin, known contact allergies, impaired sensibility or poor circulation must be extra observant and check for pinching, chafing or edema when using the brace. Treatment with tape may be contraindicated in certain conditions e.g. ongoing infection, tumor disease, deep vein thrombosis and peripheral neuropathy- in case of uncertainty consult a doctor. Always check material content below. Any serious incidents occurring relates to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident. Contact your prescriber or Catell if questions about the product occur.

## Area of use

Kinesio tape could for example be used for relieving, ease of pain, stabilizing or in purpose to reduce swelling. Use on clean and dry skin. Apply with tiny or no stretch. Stretch out the muscle or joint before application. With any signs of redness, itching or other skin conditions, remove the tape and contact the supplier of the tape.



## Material

Cotton, spandex, acrylic glue. Free from latex.

## Size

Roll 5 cm x 5 m  
Single patient use.

## Recycling

Sort according to local regulations.

This device conforms to the requirements of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 product class I.

